



Dr.Lange	Lactate Scout	lactate Pro	Mittelwert
1,16	1,2		
	1,5	1,7	
	1,8	2,0	
	3,6	4,3	
	6,8	7,2	
0,81	0,9		
1,56	1,4		
1,24	1,3		
1,53	1,4		
2,84	2,6		
6,73	6,4		
11,20	10,5		
0,85	0,8	1,0	0,88
1,64	1,7	1,9	1,75
2,09	2,1	2,4	2,20
3,58	3,3	3,8	3,56
6,27	5,9	6,4	6,19
0,92	0,8	0,9	0,87
1,13	1,0	1,1	1,08
0,79	0,7	0,8	0,76
0,91	0,8	0,9	0,87
1,39	1,3	1,4	1,36
2,32	2,1	2,3	2,24
4,05	3,6	3,8	3,82
1,08	1,1	1,1	1,09
1,34	1,2	1,3	1,28
2,05	1,8	2,3	2,05
3,35	3,1	3,4	3,28
5,71	5,7	5,9	5,77
1,09	1,2	1,3	1,20
1,81	1,9	2,2	1,97
1,86	1,8	2,1	1,92
2,13	2,0	2,3	2,14
2,69	2,6	2,7	2,66
3,71	3,2	4,0	3,64
5,37	5,1	5,8	5,42
1,44	1,5	1,6	1,51
2,53	2,4	2,6	2,51
3,11	3,0	3,3	3,14
4,10	4,4	4,6	4,37
5,19	4,7	5,4	5,10
7,18	7,2	7,9	7,43
9,80	9,8	11,2	10,27
0,95	0,9	1,0	0,95
1,73	2,0	2,2	1,98
1,65	1,8	1,9	1,78
1,92	2,0	2,3	2,07
3,29	3,1	3,4	3,26
4,86	4,6	4,9	4,79
6,75	6,3	6,8	6,62
2,96	2,86	3,16	2,99

Abweichung:

Lange - Scout	3,8%
Lange - Lpro	6,7%
Scout - Lpro	10,8%
MW - Lange	-1,0%
MW - Scout	-4,6%
MW - Lpro	5,6%



Dr.Lange	Lactate Scout	lactate Pro	Mittelwert	
1,16	1,2			
	1,5	1,7		Abweichung:
	1,8	2,0		Lange - Scout
	3,6	4,3		Lange - Lpro
	6,8	7,2		Scout - Lpro
0,81	0,9			
1,56	1,4			MW - Lange
1,24	1,3			MW - Scout
1,53	1,4			MW - Lpro
2,84	2,6			
6,73	6,4			
11,20	10,5			
0,79	0,7	0,8	0,76	
0,85	0,8	1,0	0,88	
0,91	0,8	0,9	0,87	
0,92	0,8	0,9	0,87	
0,95	0,9	1,0	0,95	
1,08	1,1	1,1	1,09	
1,09	1,2	1,3	1,20	
1,13	1,0	1,1	1,08	
1,34	1,2	1,3	1,28	
1,39	1,3			
1,44	1,5			
1,64	1,7			
1,65	1,8			
1,73	2,0			
1,81	1,9			
1,86	1,8			
1,92	2,0			
2,05	1,8			
2,09	2,1			
2,13	2,0			
2,32	2,1			
2,53	2,4			
2,69	2,6			
3,11	3,0			
3,29	3,1			
3,35	3,1			
3,58	3,3			
3,71	3,2			
4,05	3,6	3,8	3,82	
4,10	4,4	4,6	4,37	
4,86	4,6	4,9	4,79	
5,19	4,7	5,4	5,10	
5,37	5,1	5,8	5,42	
5,71	5,7	5,9	5,77	
6,27	5,9	6,4	6,19	
6,75	6,3	6,8	6,62	
7,18	7,2	7,9	7,43	
9,80	9,8	11,2	10,27	
2,96	2,86	3,16	2,99	



3,8%
6,7%
10,8%

-1,0%
-4,6%
5,6%

